#### 株式会社LSIメディエンス

# INFORMATION

臨床検査事業 Vol.22-33 N-12 発行 2022年 10月

🛂 当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(https://www.medience.co.jp/)よりPDF形式にてダウンロードできます。

### 新規受託項目のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこのたび、下記項目の検査受託を開始することとなりましたのでご案内いた します。

弊社では皆様のご要望にお応えすべく、今後とも検査の新規拡大に努めてまいります。

敬具

記

#### 新規受託項目

● [50107] PD-L1 (22C3) 子宮頸癌《IHC法》

#### 受託開始日

● 2022年10月13日(木)



〈本社〉〒101-8517 東京都千代田区内神田1-13-4

インフォメーション TEL. 03-5994-2111

https://www.medience.co.jp/





総合検査案内アプリ 総合: Phone 田はこちら Andi

## PD-L1 (22C3) 子宮頸癌《IHC法》

本検査は、進行または再発の子宮頸癌患者に対して、免疫チェックポイント阻害剤「ペムブロリズマブ (商品名:キイトルーダ®)」の適切な投与を行うための補助検査です。

免疫組織化学染色 (IHC) により、子宮頸癌組織におけるPD-L1の発現率を測定します。

#### 検査要項

項目コード	50107
検査項目名	PD-L1 (22C3) 子宮頸癌《IHC法》*1
検 体 量	未染標本スライド 5枚 (4~5 µ m厚) *2~5 [容器番号:20番]
保存方法	常温
検査方法	免疫組織化学染色
報告様式	CPS<1 CPS≥1 判定不能 ※上記の病理判定と組織所見をご報告いたします。
所要日数	6~8日 <sup>*6</sup>
検査実施料	2700点*7 ([N005-3] PD-L1タンパク免疫染色 (免疫抗体法) 病理組織標本作製)
判 断 料	130点 (病理判断料)
備考	*1: PD-L1 《IHC法》検査をご依頼の際は、『病理組織 (特殊染色・免疫染色) 依頼書』をご利用ください。  *2: スライドは剥離防止コートスライドガラスをご使用ください。  *3: 組織標本の固定は10%中性緩衝ホルマリンが推奨されています。 (推奨固定時間:12~72時間)  *4: 薄切後1カ月以内にご提出ください。  *5: スライド枚数については、再検査用の検体も含んでいます。  *6: 所要日数に再検査の日数は含まれません。また、パラフィンブロックでご依頼の場合は別途日数がかかる場合があります。  *7: 抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤または抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定できます。

CPS (Combined Positive Score): PD-L1を発現した細胞数 (腫瘍細胞、リンパ球およびマクロファージ) を総腫瘍細胞数で除し、100を乗じた値。