

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<http://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、此の度、別掲の生化学検査項目につきましては、本年10月より測定試薬を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内する次第です。いずれの項目も新旧2法の相関は良好であり、基準値の変更はございません。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

検査内容変更項目

別掲の一覧表をご参照下さい。

実施期日


平成19年10月1日(月) 受付日分より

検査内容変更一覧


コード	検査項目名	変更内容	新	旧	備考
0021	総蛋白	検査方法	ピュレット法 [三菱化学メディエンス]	ピュレット法 [ダイヤ試薬]	
0115	アルブミン	検査方法	BCG法 [三菱化学メディエンス]	BCG法 [ダイヤ試薬]	
0009	AST (GOT)	検査方法	JSCC標準化対応法 [三菱化学メディエンス]	UV法 (JSCC準抛法) [シノテスト]	
0010	ALT (GPT)	検査方法	JSCC標準化対応法 [三菱化学メディエンス]	UV法 (JSCC準抛法) [シノテスト]	
0012	LDH (乳酸脱水素酵素)	検査方法	JSCC標準化対応法 [三菱化学メディエンス]	UV法 (JSCC準抛法) [ダイヤ試薬]	
0011	ALP (アルカリフォスファターゼ)	検査方法	JSCC標準化対応法 [三菱化学メディエンス]	JSCC準抛法 [ダイヤ試薬]	
0036	尿酸 (UA)	検査方法	酵素法 [三菱化学メディエンス]	酵素法 [ダイヤ試薬]	
3492	尿酸 (UA) 尿	検査方法	酵素法 [三菱化学メディエンス]	酵素法 [ダイヤ試薬]	
0042	リン脂質 (PL)	検査方法	酵素法 [三菱化学メディエンス]	酵素法 [関東化学]	
0113	遊離脂肪酸 (NEFA)	検査方法	酵素 - UV法 [三菱化学メディエンス]	酵素法 [協和メデックス]	
0052	マグネシウム (Mg)	検査方法	酵素法 [三菱化学メディエンス]	キシリジルブルー法 [ダイヤ試薬]	
3101	マグネシウム (Mg) 尿	検査方法	酵素法 [三菱化学メディエンス]	キシリジルブルー法 [ダイヤ試薬]	

新旧二法の相関


[総蛋白]




[アルブミン]




[AST (GOT)]




[ALT (GPT)]




[LDH]




[ALP]




[尿酸(血清)]




[尿酸(尿)]




[リン脂質]



[遊離脂肪酸]



[マグネシウム(血清)]



[マグネシウム(尿)]

