

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<http://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

## 「骨塩定量(DIP)」検査材料に関わるお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、これまで骨塩定量(DIP)での検査材料として、CRフィルムは通常のX線フィルムと異なり測定値に誤差を与える可能性が高く、“CRフィルムは推奨致しません”とご説明を行って参りました。

今般、CRフィルムを検査材料に用いた場合のご注意を改めてご案内するとともに、CRフィルムでの検査結果は「参考値」とし、報告書にその旨を追記させていただくことと致しますので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 対象項目

- [7206]骨塩定量(DIP)

追記内容:CRフィルムでのご依頼時は下記のコメントを追記

「CRフィルムにより参考値です。基準値はX線フィルムによるものです」

#### 実施期日

- 平成20年8月1日(金)受付日分より