

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<http://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

「ブタクサ(特異的IgE)」測定試薬 変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、標記項目の検査試薬において製造工程の改良が行われ、次ロットから新仕様の製品が供給開始となる旨、当該メーカーより通知がございましたので取り急ぎご案内する次第です。新試薬は検出感度の向上が図られ、血清中ブタクサ特異的IgE抗体をより鋭敏に検査することが可能になりました。その結果、判定一致率は良好ですが、測定値が現行試薬と比較し約30%程度高値となります。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

変更項目

● [2325]ブタクサ(特異的IgE)

※基準値、検体量等検査要項の変更はございません。

変更期日


● 平成20年12月8日(月)受付日より

新旧二法の相関

[クラス相関]

新試薬	6						3	4
	5					8	6	
	4				6	17		
	3			10	31			
	2		1	37	1			
	1		3					
	0	55						
		0	1	2	3	4	5	6
	現行試薬							

[抗体濃度相関]



(メーカー検討データ)