

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<http://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

「リドカイン」検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記項目の現行試薬の販売中止に伴い、測定試薬を変更致します。
現行法との相関は良好で、有効治療濃度をメーカーの推奨値に基づき変更致します。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

対象項目


● [1608]リドカイン

変更内容	新	旧
検査方法	EMIT 法 [シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス]	FPIA 法 [アボットジャパン]
基準値	有効治療濃度 1.5 ~ 5 $\mu\text{g/mL}$ 中毒域 5 $\mu\text{g/mL}$ 以上	有効治療濃度 1.4 ~ 6.0 $\mu\text{g/mL}$
報告下限値	1.0 $\mu\text{g/mL}$ 未満	0.1 $\mu\text{g/mL}$ 未満

実施期日

● 平成21年1月29日(木)受付日より

新旧二法の相関



(社内検討データ)