

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<http://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

「プリミドン」検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記項目の現行試薬の販売中止に伴い、本年2月28日(土)より測定試薬を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内する次第です。

新法と現行法との相関は良好で、有効治療濃度をメーカー推奨値に基づき変更致します。誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

対象項目


● [1587]プリミドン

| 変更内容 | 新 | 旧 |
|--------|----------------------------------|-------------------------|
| 検査方法 | EMIT法 [シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス] | FPIA法 [アボットジャパン] |
| 有効治療濃度 | 5～12 $\mu\text{g/mL}$ | 5～10 $\mu\text{g/mL}$ |
| 報告下限値 | 2.5 $\mu\text{g/mL}$ 未満 | 0.2 $\mu\text{g/mL}$ 未満 |

実施期日

● 平成21年2月28日(土)受付日より

新旧二法の相関



(社内検討データ)