

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<http://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、下記項目はEIA法試薬販売中止に伴い、本年2月から暫定的にPOCT試薬で測定を行っておりましたが、この度EIA法の後継試薬が発売されたため、EIA法試薬に変更させていただきます。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

変更内容

● [2939] クロストリジウム・ディフィシル抗原

	新試薬 (6/1 以降)	現行試薬
検査方法	EIA 法 [シスメックス・ビオメリュー]	イムノクロマトグラフィー法 [日水製薬]
使用試薬	バイダスアッセイキット CDAB	TOX A/B QUIK CHEK [「ニッセイ」]

※項目コードの変更はございません。

従来法同様 Toxin A・Toxin Bを検出することは可能ですが、結果判定は定性のみで A・B の区別はできません。

【二法の相関】

		現行試薬		計
		陽性	陰性	
新試薬	陽性	15	0	15
	陰性	4	65	69
計		19	65	84

変更期日

● 平成21年6月1日(月) 受付日分より