

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<http://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

## 「HBC抗体《精密測定》」 測定試薬変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、下記項目は現行試薬の販売中止に伴い、本年4月1日より同一メーカーの改良試薬に変更させていただきますので、取り急ぎご案内する次第です。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

### 対象項目

- [8141]HBC抗体《精密測定》  
※項目コード等の検査要項に変更はございません。

### 変更期日


- 平成22年4月1日(木)受付日分より

# HBc抗体

HBc抗体の測定試薬を特異性が向上した改良試薬に変更致します。旧試薬では、ごく稀に偽陽性が認められることがありました。改良新試薬では、抗原固相粒子の材質変更や希釈液組成の再検討などにより非特異的反応を極力抑えることが可能になりました。この非特異反応の軽減により、陰性と陽性の判別が明確となります。

## 新旧二法の相関

### 【全 体】



### 【低値域】

