

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<http://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

「滅菌スピッツ管 (容器番号:27)」 変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、微生物検査をご出検いただく際の尿検体用容器（滅菌スピッツ管：容器番号27）の蓋を従来の押し込み式からスクリューキャップ式に変更させていただきます。

本変更は容器からの検体漏出防止のためであり今後、微生物検査以外の当該容器を使用している項目につきましても、順次スクリューキャップ容器に変更させていただきます。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。



敬具

記

対象容器

● 滅菌スピッツ管 (容器番号:27番)

(蓋の形状のみ変更となり、本体の材質等に関して変更はございません。)

	新容器	旧容器
		
容 量	10mL	
保 管	常温 有効期間は1年から3年に変更	
添 加 剤	—	

変更期日

- 本案内お届け以降、順次新容器へ変更を行います。