

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<http://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

## 「レズンボトル (容器番号:37)」 変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、微生物検査に用いられる血液培養用容器(レズンボトル,容器番号:37)の仕様を変更させていただきますので、取り急ぎご案内致します。

新容器はプラスチック製で、ガラス製の現行容器と比較して破損に強く、軽量化されています。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 対象容器

##### ● 容器番号 37: レズンボトル

新	
	
容 量	各30mL
保管方法	常温
有効期間	容器表示

#### 変更期日

##### ● 平成28年1月4日(月)以降、現行容器の在庫が無くなり次第順次

