# INFORMATION

臨床検査事業 Vol.16-08 C-05 発行 平成 28年 2月

📩 当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(http://www.medience.co.jp/)よりPDF形式にてダウンロードできます。

# 「View アレルギー36」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、標記検査項目につきましては、本年4月より同一メーカーが販売する新試薬に変更させていただきます。新試薬は新たに3つのアレルゲンを追加することにより、1回の採血で重要なアレルゲン39項目の検査が可能になります。

取り急ぎご案内致しますので、宜しくご利用いただきますようお願い申し上げます。 敬具

記

#### 対象項目/変更内容

[26000] View アレルギー36

変更内容	新	IB
項目コード	26000	同左
検 査 項 目 名	View アレルギー39 <sup>**1</sup>	View アレルギー36
検体量/保存方法	血清 0.9mL / 冷蔵	血清 0.7mL / 冷蔵
検 査 方 法	FEIA(蛍光酵素免疫測定法)	同左
測定アレルゲン	39アレルゲン(次頁参照) (オオアワガエリ、バナナ、豚肉を追加)	36アレルゲン(次頁参照)
基 準 値	クラス 0 index 0.27未満	同左
報告様式	index値により、クラス0~6の7段階判定	同左
所 要 日 数	3~4日	同左
検 査 実 施 料	1430点([D015]血漿蛋白免疫学的検査 「11」	」特異的IgE半定量・定量の上限) <sup>※2</sup>
判 断 料	144点(免疫学的検査判断料)	
備考	※1 検査報告書に印字する名称を「View アレルギー」に変更致します。 専用報告書のデザインを変更致します。 (次頁参照) 4月1日以降、「View アレルギー36」報告書の再発行をご依頼された場合は、「View アレルギー検査報告書」にてご報告致します。 アレルゲン39種に対して、検査優先順位の指定はお受けできませんので、予めご了承下さい。 ※2 平成28年2月現在の検査実施料を記載しています。	

#### 変更期日

● 平成28年4月1日(金)受付日分より

[注] View アレルギー36は、3月31日(木)をもちまして検査受託を中止させていただきます。



〈本社〉〒101-8517 東京都千代田区内神田1-13-4 THE KAITEKI ビル インフォメーション TEL. 03-5994-2111

http://www.medience.co.jp/



Eliakosk 合検査案内アプリ 総合検査案 popemはこちら Androidm



## 「View アレルギー39」 の構成アレルゲン

構成するアレルゲン名称		推定されるアレルゲン群
吸入	ハウスダスト1	室内塵
	ヤケヒョウヒダニ	ダニ
	スギ	
	ヒノキ	樹木花粉
	ハンノキ(属)	
	シラカンバ (属)	
	カモガヤ	イネ科植物花粉
	オオアワガエリ	
	ブタクサ	雑草花粉
	ヨモギ	
	アルテルナリア	
	アスペルギルス	真菌 (カビ)
	カンジダ	
	マラセチア (属)	
	ネコ(フケ)	動物
	イヌ (フケ)	
	ゴキブリ	昆虫
	ガ	
その他	ラテックス	職業性アレルゲン

構成	するアレルゲン名称	推定されるアレルゲン群
	牛乳	食品
	卵白	
	オボムコイド	
	米	
食物	コムギ(実)	
	ソバ	
	大豆	
	ピーナッツ	
	リンゴ	
	バナナ	
物	キウイ	
	ゴマ	
	牛肉	
	豚肉	
	鶏肉	
	エビ	
	カニ	
	サバ	
	サケ	
	マグロ	

※ 既存のアレルゲン36項目に<u>赤文字のアレルゲン3項目が追加</u>されました。

## View アレルギー検査報告書



※報告書のサイズを 50%縮小して掲載しています。