

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<http://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

「HLA遺伝子型判定」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、標記項目につきましては、下記期日より検査試薬を変更させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。

また、検査試薬に併せて型判定用のアレル・データベースも最新に更新してより詳細な型別分類を可能にするとともに、CWD (Common and Well-Documented) ライブラリー*とわが国の骨髄バンクにて蓄積したアレル出現頻度データを加味して極めて稀なアレルをデータマッチング結果から棄却することで、よりの確な判定結果をご報告できると存じます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。
敬具

記

対象項目／変更内容

- [07512] HLA遺伝子型判定 (A Locus)
- [07514] HLA遺伝子型判定 (B Locus)
- [07516] HLA遺伝子型判定 (C Locus)
- [08432] HLA遺伝子型判定 (DRB1)
- [08282] HLA遺伝子型判定 (DQB1)
- [08283] HLA遺伝子型判定 (DPB1)

変更内容		新	旧
検査試薬		SeCore [One Lambda]	AlleleSEQR [Celera Co.]
測定範囲	A,B,C	同右 (変更なし)	Exon2-4
	DRB1	Exon2, 3	Exon2
	DQB1	同右 (変更なし)	Exon2, 3
	DPB1	Exon2-4	Exon2
報告形態		アレル表示桁数 (4桁または6桁) ※一部報告桁数に変更あり。 (例) A*02:07:01	アレル表示桁数 (4桁または6桁) (例) A*02:07

※ 項目コード・検体量・検査方法等の検査要項に変更はございません。

*CWDライブラリー：世界的規模で収集・蓄積されたヒトHLAアレルデータの総合ライブラリー

変更期日

- 平成28年6月20日 (月) 受付日分より

