

↓ 当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<http://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

「クラミジア・淋菌 (TaqManPCR) 用容器」 変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の検体採取容器につきましては販売中止に伴い、同一メーカーが販売する改良品に変更させていただきますので、取り急ぎご案内致します。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

対象容器

- 容器番号 85：クラミジア・淋菌 (TaqManPCR) 用容器 (ぬぐい液用)
- 容器番号 86：クラミジア・淋菌 (TaqManPCR) 用容器 (尿・うがい液用)

容器番号 85 (ぬぐい液用)		容器番号 86 (尿・うがい液用)	
 <p>◀ スwab (2本付) 子宮頸部の粘液除去用 ドライスwab (右) 子宮頸管検体の採取用 フロックスwab (左)</p>		 <p>↑ この間に収まる様に検体を 添加して下さい。 ↓</p> <p>初尿・うがい液の採取には 滅菌済みスポイトをご使用 下さい。</p>	
添加剤	塩酸グアニジン	添加剤	塩酸グアニジン
保管方法	常温	保管方法	常温
有効期間	容器表示	有効期間	容器表示
変更箇所	チューブの径が1mm程度細くなるため、内容液の液面の高さが高くなります。ぬぐい液用はスwabが3本入りから2本入りに変更されます。		

変更期日

- 本案内以降、順次切替させていただきます。

