

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<http://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

## 「HBs抗体《精密測定》」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、標記項目につきましては測定試薬の販売中止に伴い、同一メーカーが販売する改良試薬に変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 対象項目／変更内容

##### ● [01530] HBs抗体《精密測定》

変更内容	新	旧
検査方法	CLIA [アボット ジャパン]	CLIA [アボット ジャパン]
基準値	陰性(-) 10.0 mIU/mL 未満*	陰性(-) 10.0 mIU/mL 未満
報告下限	2.5 mIU/mL 未満	10.0 mIU/mL 未満
備考	*WHOの勧告では、B型肝炎ウイルス感染防御能を持つHBs抗体濃度は10.0mIU/mL以上とされています。	

※ 項目コード・検体量等の検査要項に変更はございません。


#### 変更期日

##### ● 平成30年2月5日(月) 受付日分より




## 新旧二法の相関

[全体]



[低値域]



(社内検討データ)