

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<https://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

「クラミジア・淋菌《SDA法》」検査中止のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、標記項目につきましては採取容器(ぬぐい液用)の供給中断により、令和2年12月末をもちまして検査受託を中止させていただきますので、取り急ぎご案内いたします。

先生方にはご不便をお掛けすると存じますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

検査中止項目

- [05420] クラミジア・トラコーマチス同定DNA《SDA》(初尿、ぬぐい液)
- [05425] 淋菌同定DNA《SDA》(初尿、ぬぐい液)

最終受付日

- 令和2年12月29日(火)

代替検査

項目コード	検査項目名	検査法
05190	クラミジア・トラコーマチス同定DNA《TaqManPCR法》(初尿、ぬぐい液)	ロシュ/ リアルタイムPCR法
25700	クラミジア同定DNA(うがい液)《TaqManPCR法》	
04004	淋菌同定DNA《TaqManPCR法》(初尿、ぬぐい液)	
25701	淋菌同定DNA(うがい液)《TaqManPCR法》	

※採取容器が変更となりますので、別掲資料をご参照ください。

また、当該検査項目は、令和3年1月4日(月)より検査試薬の変更を予定しております。詳細につきましてはINFORMATION:20-48をご参照ください。



代替検査／検査要項


項目コード	検査項目名	検体材料採取量	容器番号	保存方法	基準値	検査方法	実施料(判断料)	所要日数
05190	クラミジア・トラコーマチス同定DNA《TaqManPCR法》	初尿 4.5mL または ぬぐい液	86 85	冷蔵	検出せず	ロシュ/ リアルタイム PCR法	198 (微生物)	2~3
25700	クラミジア同定DNA(うがい液)《TaqManPCR法》	うがい液 4.5mL	86					
04004	淋菌同定DNA《TaqManPCR法》	初尿 4.5mL または ぬぐい液	86 85	冷蔵	検出せず	ロシュ/ リアルタイム PCR法	204 (微生物)	2~3
25701	淋菌同定DNA(うがい液)《TaqManPCR法》	うがい液 4.5mL	86					

※《SDA法》ご利用時に『咽頭ぬぐい液』を検査材料としてご利用されていた場合、令和2年12月29日(火)までの間に当該検査をご依頼される際は『うがい液』を選択ください。なお、検査試薬変更後(令和3年1月4日(月)受付日分より実施)は、ぬぐい液検体として『咽頭ぬぐい液』でのご出検が可能です。

代替検査の容器情報

当該検査をご出検の際は、必ず指定容器でご提出ください。検体採取方法につきましては、総合検査案内102頁-1を参照ください。

専用容器は、弊社担当員にお申し付けください。

85	クラミジア・淋菌 (TaqManPCR) 用 (ぬぐい液用)	
	採取量	-
	添加剤	塩酸グアニジン
	保管方法 有効期間	常 容器表示
	主な検査項目	クラミジア-DNA, 淋菌-DNA 《TaqManPCR法》

86	クラミジア・淋菌 (TaqManPCR) 用 (尿・うがい液用)	
	採取量	4.5mL
	添加剤	塩酸グアニジン
	保管方法 有効期間	常 容器表示
	主な検査項目	クラミジア-DNA, 淋菌-DNA 《TaqManPCR法》