

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<https://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこのたび、下記項目につきまして、測定試薬を同一メーカーが販売するビオチン干渉を改良した試薬に変更いたします。ビオチンにおける留意事項も下記のとおり変更となりますのでご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 対象項目

- [27611] 総サイロキシン (T<sub>4</sub>)《ECLIA》
- [27612] トリヨードサイロニン (T<sub>3</sub>)《ECLIA》
- [05221] サイログロブリン (Tg)
- [12271] インターロイキン-6 (IL-6)《ECLIA》

#### 変更内容

変更内容	新	旧
ビオチンにおける留意事項	(削除)	ビオチンを1日5mg以上投与・摂取している患者からの採血は、投与後、少なくとも8時間以上経過してから実施してください。

※その他検査要項に変更はございません。


#### 変更期日

- 2021年8月2日(月)受付日分より




# T<sub>4</sub>《ECLIA》・T<sub>3</sub>《ECLIA》・Tg・IL-6《ECLIA》/新旧二法の相関


## T<sub>4</sub> 《ECLIA》




## T<sub>3</sub> 《ECLIA》



## Tg



## IL-6 《ECLIA》



(全て社内検討データ)