

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<https://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

「 α -ガラクトシダーゼ」検査中止のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこのたび、Mayo Clinic Laboratories委託の下記項目につきまして、自検化に伴い、検査受託を中止させていただきますのでご案内いたします。

先生方にはご不便をお掛けすると存じますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

検査中止項目

- [07963] α -ガラクトシダーゼ

最終受付日

- 2023年3月31日(金)

代替項目といたしまして、下記の [13047] α -ガラクトシダーゼ活性をご利用ください。

項目コード	13047
検査項目名	α -ガラクトシダーゼ活性
検体量/保存方法	血清 0.5mL *1,2 [容器番号: 01番→02番] / 凍結(-70℃以下)
検査方法	蛍光法
基準値 (健常者参考値)	9.24~23.94 nmol/hr/mL
所要日数	4~9日
検査実施料	未収載
報告下限/報告上限	0.50 nmol/hr/mL 未満 / 9,999.99 nmol/hr/mL 以上
報告桁数	小数2位
検査場所	LSIメディエンス
備考	*1: 同一検体での他項目との重複依頼は避けてください(凍結融解により測定値が低下傾向となる場合があります)。 *2: 血清分離後、-70℃以下の条件で速やかに凍結してください。

※単位につきまして

中止項目 [07963] α -ガラクトシダーゼは (U/L)、代替項目 [13047] α -ガラクトシダーゼ活性は (nmol/hr/mL) となります。

(U/L) から (nmol/hr/mL) への換算式は以下のとおりです。

(U/L)×60 = (nmol/hr/mL)

