

↓ 当案内および過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<https://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

採取容器変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

このたび、下記の採取容器の仕様を変更させていただきますのでご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

対象容器

- 容器番号47： 婦人科自己採取容器
- 容器番号84： ビタミンB₁, B₂用容器

変更期日

- 2026年2月以降、順次切替させていただきます。
現行容器は2月以降もご利用いただけます。



(新) 婦人科自己採取容器



容器番号	47番
容器名称	婦人科自己採取容器
採取量	—
添加剤	エタノール
保管方法	常温
有効期間	容器表示
主な検査項目	婦人科細胞診

【スポイト】

- ・色 : 外筒およびボタンを淡いピンク色、吸子棒をアイボリーに変更しました。
- ・ストッパー : 挿入目安の位置にストッパーを付けました。
- ・シボ加工 : 持ち手の滑りを防ぐためにシボ加工を施しました。

【パッケージ】

- ・デザインを一新しました。

(新) ビタミン B₁, B₂ 用容器



容器番号	84番
容器名称	ビタミンB ₁ , B ₂ 用容器
採取量	2 mL
添加剤	EDTA-2Na
保管方法	常温
有効期間	容器および箱表示
主な検査項目	ビタミンB ₁ ビタミンB ₂

【変更内容】

- ・採取量を4mLから2mLに減量しました。