

↓ 当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<http://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

「C-ペプチド〈尿〉」 容器変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、標記項目の専用容器につきまして、本年4月からの測定機器変更に伴い、下図の通り容器形状を変更した容器に変更させていただきます。



誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

対象項目と対象容器

● [01090] C-ペプチド〈尿〉

容器番号	16	C-ペプチド〈尿〉
新	旧	
		
採取量	10mL	
添加剤	全尿保存の場合は必ず専用保存剤を添加して下さい。	
保管方法	室温	
有効期間	1年	

変更期日

- 本案内以降、本年3月末までに順次新容器に切替させていただきます。

