

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<http://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

## 「血漿レニン活性 (PRA)」 基準値表記追加のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて過日、標記項目につきましては測定試薬の販売中止に伴い、本年1月4日より検査内容を変更させていただく旨をご案内申し上げます（INFORMATION Vol.15-35およびVol.15-41）。

この度、新試薬の製造販売元（ヤマサ醤油）より、基準値の採血条件に新たに「臥位」および「立位」を追加する旨の連絡を受けました。

度重なるご案内となり誠に恐縮ではございますが、今般の新基準値表記を追加し、改めてご案内致しますので、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

### 対象項目／変更内容

#### ● [00990] 血漿レニン活性(PRA)

変更内容	新 (平成28年1月4日～)	旧 (～平成27年12月末)
項目コード	26580	00990
検体量	EDTA-2Na血漿 0.6mL	EDTA-2Na血漿 1.0mL
検査方法	EIA [ヤマサ醤油]	RIA (ビーズ固相法) [ヤマサ醤油]
基準値	(臥位)0.2～2.3 ng/mL/hr (座位)0.2～3.9 ng/mL/hr (立位)0.2～4.1 ng/mL/hr ※	(早朝安静時) 0.2～2.7 ng/mL/hr (早朝2時間立位歩行) 0.2～3.9 ng/mL/hr
報告上限	450 ng/mL/hr 以上	∞
報告下限	0.2 ng/mL/hr 未満	0.1 ng/mL/hr 未満
報告桁数	小数1位、有効3桁	小数1位、有効5桁

※本基準値は試薬製造販売元のヤマサ醤油社が健常者から採血した検体を用いて算出したものです。

本案内以降、赤字で記載の「臥位」と「立位」の基準値を追加致します。

なお、採血の条件は、下記の状態にて採血した検体を用いて算出しています。

- ・臥位：1時間横になった安静状態で採血
- ・座位：座った状態で採血
- ・立位：立った状態で採血

### 基準値表記追加期日

- 本案内以降、上記基準値の適用をお願い致します。

