

「NCCオンコパネルシステム」 検体保存条件変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、標記項目につきましては試薬添付文書変更に伴い(血液検体の保存条件)検査要項を一部変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

対象項目／変更内容

● [27646]NCCオンコパネルシステム

変更内容	新	旧
検体保存条件 (備考)	採血後14日を超える場合は、 全血のまま凍結(-20℃以下)で 保存して下さい。	採血当日に提出できない場合は、 全血のまま凍結(-20℃以下)で 保存して下さい。

変更後の検査要項 (検査材料)

検体量／保存方法	①未染スライド 5枚(10μm厚)もしくは10枚(5μm厚)／常温 [容器番号:30番] ②EDTA加血液 2mL／冷蔵 [容器番号:13番] (①と②を必ず併せてご提出下さい。) ※採血後14日を超える場合は、全血のまま凍結(-20℃以下)で保存して下さい。
----------	---

変更期日

- 即日対応致します。

